


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Arhgap1 토끼 다클론 항체 - Q07960

품목 번호: CM0027541



소개

Cdc42, Rac 및 Rho를 조절하는 Rho GTPase 활성화 단백질인 인간 ARHGAP1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스 및 래트와 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGAP1 토끼 pAb
비고/별칭	RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	392
유전자 ID	392
면역원	인간 ARHGAP1 (NP_004299.1)의 아미노산 210-439에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07960
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스팩