

Anti-Arhgap11B 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q3Krb8

품목 번호: CM0020840

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 ARHGAP11B 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 ARHGAP11B (SWISS: Q3KRB8)를 타겟으로 하며, 이는 신경대뇌피질 발달에 중요한 인류 특이적 단백질입니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGAP11B Rabbit pAb
비고/별칭	B'-T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	89839
면역원	인간 ARHGAP11B (NP_001034930.1)의 아미노산 218-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q3KRB8
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)