

Wb, Elisa용 Anti-Arhgap22 폴리클로날 항체 - Q7Z5H3

품목 번호: CM0022001

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-ARHGAP22 폴리클로날 항체. 인간 ARHGAP22를 검출하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARHGAP22 Rabbit pAb
비고/별칭	RhoGAP2; RhoGap22; ARHGAP22
종	인간
GeneID (Human)	58504
GeneID	58504
면역원	재조합 단백질 인간 ARHGAP22 (NP_001242953.1)의 아미노산 510-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q7Z5H3
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백