

Anti-Arhgap25 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P42331

품목 번호: CM0017417



소개

ARHGAP25에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 ARHGAP25를 검출합니다. Rho GTPase 신호 전달 연구에 적합합니다. - P42331

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ARHGAP25 Rabbit pAb
비고/별칭	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9938
유전자 ID	9938
항원(Immunogen)	사람 ARHGAP25 (NP_001159748.1)의 아미노산 1-370을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42331
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)