

Anti-Arhgap25 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P - P42331

품목 번호: CM0017516



소개

인간 ARHGAP25 (Rho GTPase-activating protein 25)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 면역원은 아미노산 1-370에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGAP25 Rabbit pAb
비고/별칭	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
종	인간
유전자 ID (인간)	9938
유전자 ID	9938
면역원	인간 ARHGAP25 (NP_001159748.1)의 아미노산 1-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P42331
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백