

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Arhgap4 토끼 다클론 항체 - P98171

품목 번호: CM0022493



소개

스트레스 섬유 조절에 관여하는 Rho GTPase 활성화 단백질인 ARHGAP4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 생쥐, 랫드 종과 반응합니다. 조혈 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGAP4 토끼 pAb
비고/별칭	Cl; RGCl; p115; SrGAP4; RhoGAP4; ARHGAP4
종	인간
GeneID (인간)	393
GeneID	393
면역원	인간 ARHGAP4(NP_001158213.1)의 아미노산 900번부터 C 말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	P98171
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백