

Wb 및 Elisa용 Anti-Arhgap44 폴리클로날 항체 - Q17R89

품목 번호: CM0028291

소개

인간 ARHGAP44/RICH2 (Gene ID: 9912)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. Rho GTPase 신호 전달, 시냅스 가소성 및 수상돌기 가시 역동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGAP44 Rabbit pAb
비고/별칭	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
종	인간
유전자 ID (인간)	9912
유전자 ID	9912
면역원	인간 ARHGAP44 (NP_055674.4)의 아미노산 666-772에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q17R89
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백