

Anti-Arhgef10L 다클론 항체(토끼) Wb, Elisa용 - Q9Hce6

품목 번호: CM0022695

소개

인간 및 랫드 샘플에서 웨스턴 블롯과 ELISA용으로 검증된 ARHGEF10L(GrinchGEF) 토끼 다클론 항체입니다. 세포골격 조절에 관여하는 Rho 구아닌 뉴클레오타이드 교환인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGEF10L 토끼 pAb
비고/별칭	GrinchGEF; ARHGEF10L
종	인간
유전자 ID(인간)	55160
유전자 ID	55160
면역원	인간 ARHGEF10L(NP_001011722)의 아미노산 1120-1230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9HCE6
단백질 분자량	140kDa
배송	아이스팩