


Anti-Arhgef11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O15085

품목 번호: CM0025909



소개

Western blot (WB), 면역조직화학 (IHC-P), ELISA에 적합한 Anti-ARHGEF11 Rabbit Polyclonal Antibody. RhoA GTPase 조절 및 신경돌기 성장에 관여하는 Rho 구아닌 뉴클레오티드 교환 인자인 인간 및 마우스 ARHGEF11을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGEF11 Rabbit pAb
비고/별칭	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
종	인간
유전자 ID (인간)	9826
유전자 ID	9826
면역원	합성 펩타이드; 인간 ARHGEF11 (O15085)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15085
단백질 분자량	168kDa
배송	아이스백