


Wb 및 Elisa용 Anti-Arhgef2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q92974

품목 번호: CM0028667



소개

인간 ARHGEF2(GEF-H1)를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 이 Rho GEF는 세포 운동성, 선천성 면역 및 상피 투과성을 조절하여 신호 전달 및 암 연구에 가치가 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGEF2 Rabbit pAb
비고/별칭	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
종	인간
GeneID (Human)	9181
GeneID	9181
면역원	인간 ARHGEF2 (NP_001155855.1)의 아미노산 850-950 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92974
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백