

Wb 및 Elisa용 Anti-Arhgef3 토끼 다클로날 항체 - Q9Nr81

품목 번호: CM0031007

소개

인간 ARHGEF3(GEF3/STA3/XPLN)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스 종을 검출합니다. RhoA/RhoB 신호 전달 및 세포골격 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARHGEF3 Rabbit pAb
비고/별칭	GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	50650
GeneID	50650
면역원(Immunogen)	인간 ARHGEF3(NP_062455.1)의 아미노산 287-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NR81
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)