

Ihc-P, Elisa용 항-Arhgef5 다클론 항체 - Q12774

품목 번호: CM0019465

소개

인간 ARHGEF5(에펙신-3)에 대한 토끼 다클론 항체로, IHC-P와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 177 kDa 단백질을 검출합니다. Rho GTPase 신호 전달, 액틴 역학 및 종양 발생 과정 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARHGEF5 토끼 pAb
비고/별칭	P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5
종	인간
GeneID (인간)	7984
GeneID	7984
면역원	인간 ARHGEF5 (NP_005426.2)의 아미노산 1248-1597에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12774
단백질 분자량	177kDa
배송 방식	아이스팩