


## Anti-Arhgef7 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q14155

품목 번호: CM0013218



### 소개

인간 ARHGEF7(Beta-Pix/COOL-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응하며, 세포 이동 및 시냅스 형성에 관여하는 약 90 kDa 크기의 Rho GEF 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ARHGEF7 토끼 pAb                                                                             |
| 비고/별칭       | P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7 |
| 종           | 인간                                                                                         |
| 유전자 ID (인간) | 8874                                                                                       |
| 면역원         | 인간 ARHGEF7(NP_001106984.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                           |
| 공급원         | 토끼                                                                                         |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                                     |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                                  |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                                                    |
| SWISS       | Q14155                                                                                     |
| 단백질 분자량     | 90kDa                                                                                      |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                                       |