

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Arhgef9 Rabbit Polyclonal Antibody - O43307

품목 번호: CM0021741



소개

인간 ARHGEF9 (Collybistin)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 예측 분자량 61 kDa의 내인성 ARHGEF9 단백질을 인식합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARHGEF9 Rabbit pAb
비고/별칭	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
종	인간
GeneID (Human)	23229
GeneID	23229
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43307
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백