

Anti-Arhgef9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O43307

품목 번호: CM0026943



소개

인간 ARHGEF9(콜리비스틴)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 신경과학 및 시냅스 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARHGEF9 Rabbit pAb
비고/별칭	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN; ARHGEF9
종	인간
유전자 ID	23229
면역원	인간 ARHGEF9 (NP_056000.1)의 아미노산 307-516에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43307
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백