

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Arid1A 단클론 항체 - O14497

품목 번호: CM0002468



소개

인간 ARID1A(SWISS: O14497)에 대한 토끼 단클론 항체. IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질 단편(아미노산 1204-1314). 염색질 리모델링 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARID1A 토끼 mAb
비고/별칭	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; Clorf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A
종	인간
유전자 ID	8289 (인간)
면역원	인간 ARID1A(O14497)의 아미노산 1204-1314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O14497
단백질 분자량	242kDa
배송 방식	아이스백