

Wb, Elisa용 Anti-Arid1A 토끼 다클로날 항체 - O14497

품목 번호: CM0023998



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 ARID1A 토끼 pAb로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 신경 발달 및 전사 조절에서의 크로마틴 리모델링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARID1A Rabbit pAb
비고/별칭	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; Clorf4; BAF250a; SMARCF1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8289
GeneID	8289
면역원(Immunogen)	인간 ARID1A (NP_006006.3)의 아미노산 2195-2285에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O14497
단백질 분자량	242kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)