


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Arid1B 폴리클로널 항체 - Q8Nfd5

품목 번호: CM0016408



소개

인간 ARID1B (BAF250B)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 크로마틴 리모델링 및 신경 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARID1B Rabbit pAb
비고/별칭	CSS1; OSA2; 6A3-5; DAN15; MRD12; P250R; BRIGHT; BAF250B; SMARCF2; ELD/OSA1; ARID1B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	57492
GeneID	57492
면역원	인간 ARID1B (NP_059989.2)의 아미노산 400-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NFD5
단백질 분자량	244kDa
배송	아이스백