


Wb, Ip, Elisa용 항Arid2 다클론 항체 - Q68Cp9

품목 번호: CM0025531



소개

전사 조절에 관여하는 SWI/SNF 염색질 리모델링 복합체 서브유닛인 인간 ARID2(BAF200)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARID2 토끼 pAb
비고/별칭	CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2
종	인간
GeneID (인간)	196528
GeneID	196528
면역원	인간 ARID2 (NP_689854.2)의 아미노산 1586-1835에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q68CP9
단백질 분자량	197kDa
배송	아이스백