


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Arid3A 폴리클로날 항체 - Q99856

품목 번호: CM0026935



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용 ARID3A 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. B세포 분화 및 세포 주기 연구에 대해 검증되었습니다. 단백질 분자량 63kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARID3A Rabbit pAb
비고/별칭	DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A
종(Species)	Human
유전자 ID	1820
면역원	인간 ARID3A (NP_005215.1)의 아미노산 324-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99856
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩