

Wb, Elisa용 Anti-Arid5A 마우스 단일클론 항체 - Q03989

품목 번호: CM0007679

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-ARID5A 마우스 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 ARID5A (64kDa)와 반응합니다. 전사 조절, 연골세포 분화 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARID5a Mouse mAb
비고/별칭	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
종(Species)	Human
GeneID (인간)	10865
GeneID	10865
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 ARID5a (Q03989)의 아미노산 1-594에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Mouse
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	Q03989
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)