


Wb 및 Elisa용 항-Arih1 토끼 다클론 항체 - Q9Y4X5

품목 번호: CM0020845



소개

유비퀴틴화 및 DNA 손상 반응에 관여하는 E3 유비퀴틴 단백질 리가제인 ARIH1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 유비퀴틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARIH1 토끼 pAb
비고/별칭	ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1
종	인간
유전자ID (인간)	25820
유전자ID	25820
면역원	인간 ARIH1 (NP_005735.2)의 아미노산 400번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4X5
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백