


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Arl1 Rabbit Polyclonal Antibody - P40616

품목 번호: CM0014505



소개

웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-ARL1 토끼 다클로날 항체입니다. 소포 수송에 관여하는 골지체 관련 GTPase인 인간, 쥐, 랫트 ARL1을 검출합니다. 기초 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARL1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARFL1; ARL1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	400
유전자 ID	400
면역원	인간 ARL1 (NP_001168.1)의 아미노산 62-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫트
SWISS	P40616
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백