


Wb, Elisa용 항-Arl2 다클론 항체 - P36404

품목 번호: CM0029853



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-ARL2 다클론 항체로, 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 인간 ARL2(P36404)를 인식합니다. 세포주기, 미토콘드리아 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARL2 토끼 pAb
비고/별칭	ARFL2; MRCS1; ARL2
종	인간
유전자ID (인간)	402
유전자ID	402
면역원	재조합 단백질[인간 ARL2(NP_001658.2)의 아미노산 1-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P36404
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백