

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Arl3 다클론 항체 - P36405

품목 번호: CM0022794

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능한 고품질 토끼 다클론 ARL3 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 및 20kDa 표적 단백질을 사용합니다. 섬모, 세포 주기 및 단백질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARL3 토끼 pAb
비고/별칭	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
종	인간
GeneID (인간)	403
GeneID	403
면역원	재조합 단백질 인간 ARL3의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004302.1).
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P36405
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩