

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Arl4A 토끼 다클론 항체 - P40617

품목 번호: CM0019054

소개

인간 ARL4A에 대한 토끼 다클론 항체로, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 ARL4A 단백질과 반응합니다. 소GTPase 매개 막 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARL4A 토끼 pAb
비고/별칭	ARL4; ARL4A
종	인간
유전자 ID (인간)	10124
유전자 ID	10124
면역원	재조합 단백질 인간 ARL4A (NP_001032241.1)의 아미노산 121-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40617
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스 팩