

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Arl4D 토끼 다클론 항체 - P49703

품목 번호: CM0024094

소개

ARL4D를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에 적합합니다. GTPase 매개 세포 과정 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARL4D 토끼 pAb
비고/별칭	ARF4L; ARL4D
종	인간
GeneID (인간)	379
GeneID	379
면역원	재조합 단백질 인간 ARL4D(NP_001652.2)의 아미노산 92-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49703
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩