


Anti-Arl6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb (Western Blot), Ihc-P (Immunohistochemistry-Paraffin), Elisa - Q9H0F7

품목 번호: CM0026039



소개

인간 ARL6 (BBS3, NP_115522.1)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 섬모 수송 및 바르데트-비들 증후군 연구에 이상적입니다. ~21 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARL6 Rabbit pAb
비고/별칭	BBS3; RP55; ARL6
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84100
유전자 ID	84100
면역원(Immunogen)	인간 ARL6 (NP_115522.1)의 아미노산 1-186을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9H0F7
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)