

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Arl6Ip1 다클론 항체 - Q15041

품목 번호: CM0023584

소개

ARL6IP1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에 적합합니다. 세포사멸, ER 소관 및 글루타메이트 수송 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ARL6IP1 토끼 pAb
비고/별칭	AIPI; ARMER; SPG61; ARL6IP; ARL6IP1
종	인간
유전자ID (인간)	23204
유전자ID	23204
면역원	합성 펩티드: 인간 ARL6IP1 (NP_055976.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15041
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩