

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Arl6Ip4 토끼 다클론 항체 - Q66Pj3

품목 번호: CM0020951

소개

사람 ARL6IP4(SRp25/SRp37)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 대체 스플라이싱 연구 및 HSV-1 숙주 인자 연구에 적합합니다. 사람과 교차 반응합니다. 단백질 분자량은 26kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARL6IP4 토끼 pAb
비고/별칭	SR-25; SRp25; SFRS20; SRp37; ARL6IP4
종	사람
GeneID (사람)	51329
GeneID	51329
면역원	재조합 단백질 사람 ARL6IP4(NP_057722.3)의 아미노산 313-402에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q66PJ3
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩