

Wb 및 Elisa용 Anti-Arl6Ip5 토끼 다클론 항체 - O75915

품목 번호: CM0017612

소개

Western blot 및 ELISA용 ARL6IP5(PRAF3, JWA) 토끼 다클론 항체입니다. 글루타메이트 및 타우린 수송 조절자인 인간 및 마우스 ARL6IP5를 검출합니다.

Uniprot O75915.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARL6IP5 토끼 pAb
비고/별칭	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicsin; GTRAP3-18; ARL6IP5
종	인간
유전자 ID	10550
면역원	합성 펩타이드: 인간 ARL6IP5(NP_006398.1)의 아미노산 100번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O75915
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백