

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Arl8B 토끼 다클로날 항체 - Q9Nvj2

품목 번호: CM0025568



소개

ARL8B에 특이적인 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 쥐 ARL8B를 인식합니다. 리좀 운송, 면역 세포독성 및 항미생물 경로 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	ARL8B Rabbit pAb
비고/별칭	Giel; ARL10C; ARL8B
종	Human
Gene ID (Human)	55207
Gene ID	55207
면역원	인간 ARL8B (NP_060654.1)의 아미노산 127-186에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9NVJ2
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백