

Anti-Armc10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N2F6

품목 번호: CM0023943

소개

인간 ARMC10을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 다양한 조직에서 세포 생존, 성장 조절 및 p53 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARMC10 Rabbit pAb
비고/별칭	SVH, PNAS112, PNAS-112, PSEC0198, ARMC10
종	인간
GeneID (인간)	83787
GeneID	83787
면역원	인간 ARMC10 (NP_001154481.1)의 아미노산 169-308 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N2F6
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백