

Anti-Armc6 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q6Nxe6

품목 번호: CM0017902

소개

인간 ARMC6 (Armadillo 반복 서열 함유 단백질 6)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 권장됩니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 54 kDa 단백질. 프로테오믹스 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARMC6 Rabbit pAb
비고/별칭	R30923_1; ARMC6
종	인간
GeneID (Human)	93436
GeneID	93436
면역원	인간 ARMC6 (NP_001186125.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6NXE6
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백