

Anti-Armet/Arp/Manf 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P55145

품목 번호: CM0002858



소개

인간 ARMET/ARP/MANF에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 신경과학 및 ER 스트레스 연구에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARMET/ARP/MANF Rabbit mAb
비고/별칭	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	7873
GeneID	7873
면역원(Immunogen)	인간 MANF (NP_006001.5)의 아미노산 25-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P55145
단백질 분자량	21 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)