

Anti-Armet/Arp/Manf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P55145

품목 번호: CM0025156



소개

인간 MANF (ARMET/ARP)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 신경영양인자 및 ER 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ARMET/ARP/MANF Rabbit pAb
비고/별칭	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
종	인간
GeneID (Human)	7873
GeneID	7873
면역원	인간 ARMET/ARP/MANF (NP_006001.5)의 아미노산 25-182에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55145
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백