

Wb 및 Elisa용 항Arnt2 토끼 다클론 항체 - Q9Hbz2

품목 번호: CM0029319

소개

WB 및 ELISA용 인간 ARNT2(bHLHe1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 조절, 시상하부-뇌하수체 축 발달 및 핵 신호 전달 연구에 이상적입니다. 약 79 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARNT2 토끼 pAb
비고/별칭	WEDAS; bHLHe1; ARNT2
종	인간
유전자 ID	9915
면역원	인간 ARNT2(NP_055677.3)의 아미노산 440-690을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q9HBZ2
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백