


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Arp2 다클론 항체 - P61160

품목 번호: CM0030776



소개

인간 Arp2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 역학 및 DNA 복구에 관여하는 Arp2/3 복합체 구성 요소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Arp2 토끼 pAb
비고/별칭	ARP2; Arp2
종	인간
GeneID (인간)	10097
GeneID	10097
면역원	인간 Arp2 (NP_005713.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P61160
단백질 분자량	45kDa
배송 방법	아이스 팩