


Wb 및 Elisa용 항-Arp2 토끼 단일클론 항체 - P61160

품목 번호: CM0010043



소개

인간 Arp2 (ARP2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차반응성이 있습니다. 액틴 중합, 세포 운동성 및 핵 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Arp2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ARP2; Arp2
종	인간
유전자ID (인간)	10097
면역원	인간 Arp2 (P61160)의 아미노산 295-394 영역 내 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61160
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩