


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Arp3 Rabbit Mab - P61158

품목 번호: CM0011906



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 Rabbit monoclonal anti-Arp3 항체. 47kDa에서 인간, 마우스, 랫트 Arp3 (ACTR3)를 검출합니다. 세포골격, 세포 운동성 및 DNA 수복 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Arp3 Rabbit mAb
비고/별칭	ARP3; Arp3
종	인간
GeneID (Human)	10096
GeneID	10096
면역원	인간 Arp3 (P61158)의 아미노산 319-418 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P61158
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백