


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Arp3 토끼 다클론 항체 - P61158

품목 번호: CM0013957



소개

인간 Arp3(ACTR3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 액틴 중합, 세포 운동성 및 DNA 복구 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Arp3 토끼 pAb
비고/별칭	ARP3; Arp3
종	인간
유전자 ID	10096 (인간)
면역원	인간 Arp3(NP_005712.1)의 1-418번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P61158
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백