


Wb용 Anti-Arpc2 단일클론 항체 - O15144

품목 번호: CM0003102



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-ARPC2 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 ARPC2에 반응하며, 이는 액틴 중합 및 세포 운동성에 필수적인 Arp2/3 복합체의 34 kDa 소단위입니다. 세포골격 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARPC2 Rabbit mAb
비고/별칭	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10109
GeneID	10109
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15144
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)