


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Arpc2 폴리클로날 항체 - O15144

품목 번호: CM0014659



소개

WB, IHC-P, ELISA용 Anti-ARPC2 토끼 폴리클로날 항체. 액틴 중합에 관여하는 Arp2/3 복합체의 구성 요소인 인간 ARPC2(p34-Arc)를 타겟으로 합니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

핵심 매개변수	사양
제품명	ARPC2 Rabbit pAb
비고/별칭	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10109
유전자 ID	10109
면역원(Immunogen)	인간 ARPC2 (NP_690601.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	O15144
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백