


Anti-Arpc3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O15145

품목 번호: CM0030860



소개

인간 ARPC3에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 액틴 관련 단백질 2/3 복합체 서브유닛 3 (p21-ARC)의 내인성 수준을 검출합니다. 액틴 중합 및 DNA 수리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARPC3 Rabbit pAb
비고/별칭	ARC21; p21-Arc; ARPC3
종 특이성	인간
GeneID (Human)	10094
면역원	인간 ARPC3 (NP_001265485.1)의 아미노산 1-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
항체 원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15145
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백