


Wb 및 Elisa용 Anti-Arpc5 (P16-Arc) 토끼 단일클론 항체 - O15511

품목 번호: CM0012716



소개

액틴 중합 및 DNA 복구에 관여하는 Arp2/3 복합체의 소단위체인 인간 ARPC5/p16-ARC를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포 운동성 및 세포골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p16-ARC/ARC16/ARPC5 토끼 mAb
비고/별칭	ARC16; p16-Arc; dJ127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
종	인간
GeneID (인간)	10092
GeneID	10092
면역원	합성 펩타이드: 인간 p16-ARC/ARC16/ARPC5(O15511)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O15511
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩