

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Arrb2 토끼 다클론 항체 - P32121

품목 번호: CM0020729



소개

사람 ARRB2(베타-에레스틴-2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. GPCR 탈감작, 세포내이입 및 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARRB2 토끼 pAb
비고/별칭	ARB2; ARR2; BARR2; ARRB2
종	사람
GeneID (사람)	409
GeneID	409
면역원	사람 ARRB2(NP_945355.1)의 아미노산 295-394 구간에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P32121
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩