

Anti-Arrdc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nct1

품목 번호: CM0020267

소개

인간 ARRDC4를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. GPCR 내포작용, 포도당 흡수 및 선천성 면역 반응에서 arrestin 도메인 함유 단백질 4의 기능 연구에 적합. 인간과 교차 반응함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARRDC4 Rabbit pAb
비고/별칭	ARRDC4
종	인간
유전자 ID	91947
면역원	인간 ARRDC4 (NP_899232.2)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NCT1
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백