


Wb 및 Elisa용 Anti-Arsa 폴리클론항체 - P15289

품목 번호: CM0023390



소개

인간 ARSA에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 리소좀 설파티드 대사 및 이색성 백질이영양증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ARSA Rabbit pAb
비고/별칭	ASA; MLD; ARSA
종	인간
GeneID (인간)	410
GeneID	410
면역원	인간 ARSA (NP_000478.3)의 아미노산 210-509 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P15289
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백