

Wb, Elisa용 Anti-Arsk 폴리클로날 항체 - Q9D2L1

품목 번호: CM0022533

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 Arsk Rabbit pAb입니다. 재조합 면역원을 사용하여 인간 아릴황산화효소 K(arylsulfatase K)를 타겟으로 합니다. 리소좀 효소 및 글리코사미노글리칸 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Arsk Rabbit pAb
비고/별칭	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	77041
면역원(Immunogen)	인간 Arsk(NP_084123.3)의 아미노산 18-553에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9D2L1
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)