

## Anti-Art1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52961

품목 번호: CM0016706

### 소개

인간 ART1 (ARTC1/CD296)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간과 마우스에서 약 36 kDa의 내인성 ART1을 검출하며; ADP-리보실화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ART1 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | RT6; ART2; ARTC1; CD296; ART1                                 |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 417                                                           |
| 유전자 ID      | 417                                                           |
| 면역원         | 인간 ART1 (NP_004305.2)의 아미노산 23-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클론항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                       |
| SWISS       | P52961                                                        |
| 단백질 분자량     | 36kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |